

Kolumna KDS i KDM do dezynfekcji rąk



KDM



KDS



KDM



KDS

Kolumna KDS XXXP 020329 i Kolumna rozbudowana KDM – indeks XXXP 020328

Przeznaczenie

Kolumna stacjonarna do dezynfekcji rąk. W obecnej sytuacji epidemiologicznej na świecie, utrzymanie czystości i dezynfekcja rąk w miejscach publicznych są szczególnie ważne. Dostęp do środków czystości musi być łatwy i sterylny.

- **Kolumna KDS** - umożliwia nożne dozowanie płynu do odkażania rąk,
- **Kolumna KDM** - umożliwia nożne dozowanie płynu do odkażania rąk, pozwala na wydawanie rękawic jednorazowych z kartonu lub haczyka oraz umożliwia zawieszenia worka na zużyte rękawiczki.

Możliwość pomalowania wózka farbami antybakteryjnymi – na specjalne zamówienie.

Parametry techniczne KDS

- ✓ 1 kolumna o wymiarach 1100 x 300 x 300 mm (wys. x szer. x gł.)
- ✓ 1 odkręcana podstawa 440 x 440 mm (szer. x wys.)
- ✓ 1 pompa płynu z dyszą rozpylającą
- ✓ 1 zbiornik do płynu - o pojemności 10 L oraz 1L preparatu do dezynfekcji rąk (ilość startowa)
- ✓ 1 dźwignia do nożnej aplikacji płynu
- ✓ 4 kołki rozporowe do montażu
- ✓ Wykonany z blachy ocynkowanej 1-3 mm malowanej farbą poliestrową przystosowaną do warunków zewnętrznych. Posiada elementy mechaniczne nierdzewne.
- ✓ Waga bez opakowania ~20 kg

Parametry techniczne KDM

Wyposażenie jak w KDS oraz dodatkowo:

- ✓ 1 półka na rękawice jednorazowe w pudełkach: 2 opakowania 130 x 250 x 60 lub 1 opakowanie 130 x 250 x 80 (wys. x szer. x gł.) z otworem do pobierania
- ✓ 1 wieszak od wewnątrz na rękawice jednorazowe zrywane, z otworem do pobierania
- ✓ 1 uchwyt na worek na śmieci o pojemności ok 40L o gabarytach max 600 x 300 x 295


Waga bez opakowania ~22 kg.

Pakowanie

1 paczka o wymiarach: 1150 x 460 x 460 mm

Kolumna pakowana w stanie gotowym do użytku. Istnieje możliwość przytwierdzenia do podłoża za pomocą kołków rozporowych, które są w komplecie.

Kolumna KDS do dezynfekcji rąk



Kolumna KDM do dezynfekcji rąk

