



Automatyczny dozownik

Nowa jakość dezynfekcji rąk



**Bezdotykowy
dozownik**



Bezpieczeństwo



Funkcjonalność



Higiena



Estetyka

Automatyczna stacja dezynfekcji rąk

Przeznaczenie

Bezdotykowy automat do dezynfekcji rąk przeznaczony do obiektów charakteryzujących się dużym przepływem osób, takich jak sklepy i centra handlowe, apteki, urzędy, zakłady przemysłowe, przychodnie i szpitale. Jest bardzo stabilny i estetyczny. Podawanie płynu dezynfekującego przebiega bezdotykowo co zapewnia dodatkową higienę i bezpieczeństwo.



Cechy

- Duża pojemność magazynowa 5L max 10L
- Higieniczne, bezdotykowe podawanie środka dezynfekującego
- Możliwość dostarczania i uzupełniania środków dezynfekcji – komunikat świetlny o minimalnym stanie płynu
- 24 miesiące gwarancji
- Możliwość aplikacji własnej grafiki (oklejenie)
- Montaż wolnostojący
- Automatyczny dozownik

- Zasilanie 230V 50hz. Jako opcja możliwe zasilanie akumulatorowe.

- Waga bez opakowania 30 kg

Pakowanie

Produkt pakowany w karton

Wymiary


Wysokość: 1500 mm
Szerokość: 325 mm
Głębokość: 335 mm



Stojak na rękawice i płyn do dezynfekcji



I



II



Przeznaczenie:

W obecnej sytuacji epidemiologicznej na świecie, rękawiczki jednorazowe i płyn do dezynfekcji są już obowiązkowe, szczególnie w przestrzeniach publicznych. Dostęp do nich musi również być łatwy i sterylny. Stojak na rękawice i płyn do dezynfekcji rąk zapewni porządek i zwiększenie bezpieczeństwa higienicznego.

Parametry techniczne:

- Możliwość wypoziomowania stojaka dzięki stopkom poziomującym
- Uchwyt na rękawiczki tzw.zrywki lub/i półka na pudełko z rękawiczkami
- Półka z uchwytem na płyn do dezynfekcji
- Rama na worek 60 l
- Ruchoma klapka wrzutowa

W wersji I uchwyt/trzpień na rękawiczki pozwala zaczepić pęk rękawiczek foliowych (tzw.zrywki). Wersja II wyposażona jest w półkę na pudełko z rękawiczkami jednorazowymi. Na półkę na płyn do dezynfekcji można wstawić dowolną butelkę z płynem (średnica otworu 102 mm) . Konstrukcja ramy na worek pozwala w łatwy sposób zamontować foliowy worek o pojemności ok.60 l, do którego można wrzucać zużyte rękawiczki. Ruchoma klapka wrzutowa ułatwia wrzucanie, ograniczając jednocześnie do niezbędnego minimum konieczność dotykania powierzchni stojaka. Możliwe jest wykonanie stojaka z napisami (w wybranym języku) lub bez napisów. Stojak sprzedawany bez wyposażenia.

Wymiary w mm:

- wys.1550 x szer.400 x gł.305
- wymiary półki na pudełko z rękawiczkami 247 x132 mm (szer. x gł.)

Kolumna KDS i KDM do dezynfekcji rąk



KDM



KDS



KDM



KDS

Kolumna KDS XXXP 020329 i Kolumna rozbudowana KDM – indeks XXXP 020328

Przeznaczenie

Kolumna stacjonarna do dezynfekcji rąk. W obecnej sytuacji epidemiologicznej na świecie, utrzymanie czystości i dezynfekcja rąk w miejscach publicznych są szczególnie ważne. Dostęp do środków czystości musi być łatwy i sterylny.

- **Kolumna KDS** - umożliwia nożne dozowanie płynu do odkażania rąk,
- **Kolumna KDM** - umożliwia nożne dozowanie płynu do odkażania rąk, pozwala na wydawanie rękawic jednorazowych z kartonu lub haczyka oraz umożliwia zawieszenia worka na zużyte rękawiczki.

Możliwość pomalowania wózka farbami antybakteryjnymi – na specjalne zamówienie.

Parametry techniczne KDS

- ✓ 1 kolumna o wymiarach 1100 x 300 x 300 mm (wys. x szer. x gł.)
- ✓ 1 odkręcana podstawa 440 x 440 mm (szer. x wys.)
- ✓ 1 pompa płynu z dyszą rozpylającą
- ✓ 1 zbiornik do płynu - o pojemności 10 L oraz 1L preparatu do dezynfekcji rąk (ilość startowa)
- ✓ 1 dźwignia do nożnej aplikacji płynu
- ✓ 4 kołki rozporowe do montażu
- ✓ Wykonany z blachy ocynkowanej 1-3 mm malowanej farbą poliestrową przystosowaną do warunków zewnętrznych. Posiada elementy mechaniczne nierdzewne.
- ✓ Waga bez opakowania ~20 kg

Parametry techniczne KDM

Wyposażenie jak w KDS oraz dodatkowo:

- ✓ 1 półka na rękawice jednorazowe w pudełkach: 2 opakowania 130 x 250 x 60 lub 1 opakowanie 130 x 250 x 80 (wys. x szer. x gł.) z otworem do pobierania
- ✓ 1 wieszak od wewnątrz na rękawice jednorazowe zrywane, z otworem do pobierania
- ✓ 1 uchwyt na worek na śmieci o pojemności ok 40L o gabarytach max 600 x 300 x 295


Waga bez opakowania ~22 kg.

Pakowanie


1 paczka o wymiarach: 1150 x 460 x 460 mm

Kolumna pakowana w stanie gotowym do użytku. Istnieje możliwość przytwierdzenia do podłoża za pomocą kołków rozporowych, które są w komplecie.

Kolumna KDS do dezynfekcji rąk



Kolumna KDM do dezynfekcji rąk



Mobilny zestaw umywalkowy



Mobilny zestaw umywalkowy – WWT 0101020401S11

Przeznaczenie

Wózek mobilny, wyposażony w zestaw umywalkowy, oraz nożną pompę wodną. Powyższe zestawienie zapewnia pełną mobilność, oraz działanie w miejscach bez dostępu do źródeł zasilania.

➤ ZASTOSOWANIE w:

- obiektach użyteczności publicznej
- biurach
- warsztatach samochodowych
- sklepach, galeriach handlowych
- przychodniach lekarskich
- szkołach
- firmach produkcyjnych

Parametry techniczne


- ✓ 1 wózek mobilny o wymiarach 1290 x 850 x 650 mm (wys. x szer. x gł.)
- ✓ Zestaw umywalkowy
- ✓ 1 przestawny panel perforowany 735 x 385 mm (szer. x wys.)
- ✓ 1 przestawny uchwyt rolki papieru 83 x 348 x 185 mm (wys. x szer. x gł.)
- ✓ 1 przestawne pudełko 70 x 196 x 80 mm (wys. x szer. x gł.)
- ✓ 1 przestawne pudełko 70 x 348 x 80 mm (wys. x szer. x gł.)
- ✓ Aplikator płynu łokciowy ŁAP w zestawie z płynem do dezynfekcji o pojemności 1 l - opcjonalnie
- ✓ 4 koła jezdne o średnicy 125 mm, w tym 2 koła z hamulcem
- ✓ 1 uchwyt do przesuwania wózka
- ✓ Kompatybilność z akcesoriami z oferty mebli warsztatowych Techno
- ✓ Wykonany z blachy 0,8-4 mm

Wózek do samodzielnego montażu. *Montaż na podstawie dołączonej instrukcji.*

Waga wózka bez opakowania ~ 50 kg.

Wymiary opakowania w mm

1 paczka o wymiarach: 780x820x570 mm



Wózek do dezynfekcji pomieszczeń WAM



Aplikator płynu łokciowy
- dodatkowe wyposażenie



Wózek WAM – indeks XXXP 000323

Przeznaczenie:

Wózek mobilny i antybakteryjny. W obecnej sytuacji epidemiologicznej na świecie, utrzymanie czystości i dezynfekcja pomieszczeń są szczególnie ważne, zwłaszcza w przestrzeniach publicznych. Dostęp do środków czystości musi być łatwy i sterylny. Konstrukcja wózka WAM, różnorodność akcesoriów i wyposażenia pozwala na skonfigurowanie go wg indywidualnych potrzeb i dostosowania do różnych pomieszczeń i sprzętu higienicznego.

Możliwość pomalowania wózka farbami antybakteryjnymi – na specjalne zamówienie.

Parametry techniczne:

- ✓ 1 wózek mobilny, dwustronny, o wymiarach 1570 x 820 x 700 mm (wys. x szer. x gł.)
- ✓ 1 przestawny panel perforowany, 655 x 750 mm (szer. x wys.)
- ✓ 1 półka dolna, wychwytna, 50 x 640 x 650 mm (wys. x szer. x gł.)
- ✓ 2 przestawne uchwyty, o długości 350 mm
- ✓ 1 przestawna półka metalowa o wymiarach 18 x 718 x 255 mm (wys. x szer. x gł.)
- ✓ 1 przestawny uchwyt rolki papieru 83 x 348 x 185 mm (wys. x szer. x gł.)
- ✓ 1 przestawny pojemnik 100 x 348 x 180 mm (wys. x szer. x gł.)
- ✓ 1 przestawna półka pod płyn do dezynfekcji 70 x 200 x 120 mm (wys. x szer. x gł.)
- ✓ 1 przestawne pudełko 70 x 196 x 80 mm (wys. x szer. x gł.)
- ✓ 1 przestawne pudełko 70 x 348 x 80 mm (wys. x szer. x gł.)
- ✓ 1 przykręcany uchwyt na mop i szczotkę ~ 100 x 300 x 45 (wys. x szer. x gł.)
- ✓ 3 przestawne haczyki, długości 50 mm
- ✓ 4 koła jezdne o średnicy 100 mm, w tym 2 koła z hamulcem
- ✓ 2 uchwyty do przesuwania wózka
- ✓ Kompatybilność z akcesoriami z oferty mebli warsztatowych
- ✓ Wykonany z blachy 1,2-2 mm

Wózek do samodzielnej montażu. Sprzedawany bez wyposażenia w środki czystości.




Waga wózka bez opakowania ~28 kg.

Wymiary opakowania w mm:

1 paczka o wymiarach: 1450 x 690 x 130 mm



Aplikator płynu - łokciowy



Aplikator płynu łokciowy – wyposażenie uzupełniające
indeks XXXP 020327

Przeznaczenie:

Aplikator płynu łokciowy nierdzewny z płynem do dezynfekcji o pojemności 1l (do wielokrotnego napełniania) przeznaczony jest do dozowania płynu dezynfekującego. Może stanowić dodatkowe wyposażenie wózka do dezynfekcji WAM.

➤ ZASTOSOWANIE w:

- obiektach użyteczności publicznej
- biurach
- warsztatach samochodowych
- łazienkach hotelowych
- sklepach, galeriach handlowych
- salach konferencyjnych
- przychodniach lekarskich
- szkołach
- toaletach publicznych

Parametry techniczne:

➤ WYMIARY:

- 350 x 125 x 95 mm (wys. x szer. x gł.), bez wymiaru dźwigni

➤ Aplikator w zestawie jest z płynem do dezynfekcji o pojemności 1 l

➤ WYKONANIE:

- blacha nierdzewna grubości 1,0 – 1,5 mm
- pojemnik na płyn dezynfekcyjny oraz pompka wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych
- możliwość przykręcenia aplikatora do ściany
- możliwość zawieszenia aplikatora na ścianie wózka WAM oraz na wyrobach warsztatowych wyposażonych w ścianki perforowane kwadratem 10 w rozstawie 38 mm

➤ KONSTRUKCJA:

- trwała i prosta
- łatwa do montażu i demontażu
- prosta obsługa
- aplikacja płynu uruchamiana za pomocą dźwigni
- możliwość wielokrotnego uzupełniania płynu

Wymiary opakowania w mm:

➤ DOSTAWA:

- Wyrób dostarczany już zmontowany, zapakowany w karton
- Wymiar paczki: 150 x 150 x 350 mm